
Immagini ad ultrasuoni - Ecografia

- innocuità, non-invasività: adatta per monitoraggio
- buona risoluzione temporale: immagini tomografiche in movimento
- praticamente nessuna elaborazione: info in tempo reale
- immagini di riflessione e diffusione acustica: contrasto tessuti molli
- → non penetra oltre aria e osso
- → bassa risoluzione e rumore

lezione 14 AA 2010-2011

Sistemi di diagnostica perimmagini **Generazione degli US**

- Funzionamento del trasduttore: generatore di US/ricevitore di US
- Generazione dell'immagine in relazione all'ampiezza e al tempo di volo dell'onda di pressione riflessa



Ultrasuoni

- ✓ ULTRASUONI = onde acustiche (elastiche). Trasferiscono energia → hanno bisogno di un mezzo per propagarsi.
- ✓ Si propagano in mezzo solido o fluido, con frequenza superiore a quella udibile (16-20 kHz).
- ✓ Ogni mezzo è composto da particelle a riposo → se perturbate, oscillano attorno all'equilibrio
- ✓ Valgono le leggi dell'acustica relative all'assorbimento, alla riflessione e alla rifrazione.
- ✓ Sono di particolare importanza nel caso di misure di flusso e di pressione.

lezione 14 AA 2010-2011 3

Sistemi di diagnostica per immagini ad ultrasuoni - ecografia


- Innocuità per il paziente (non-invasività)
- Ottima risoluzione temporale (25/30 fps) in tempo reale
- Principio di funzionamento: riflessione e diffusione generate da interfacce acustiche

Limiti:

- •Problemi in presenza di aria e osso
- •bassa risoluzione spaziale e rumore


Sistemi di diagnostica per immagini Ultrasuoni (US)

- Suoni oltre la banda di percezione dell'uomo
- Onde elastiche longitudinali (compressione/rarefazione) che trasferiscono energia meccanica e richiedono un mezzo per propagarsi
- Velocità di propagazione è funzione della natura del mezzo: accoppiamento delle particelle e loro inerzia



Sistemi di diagnostica per immagini Evoluzione dell'ecografia

1961



Inge Edler el al. The use of Ultrasound as a diagnostic aid, and it's effect on biological tissues. ACTA MEDICA SCANDINAVA,1961

Oggi

- Ergonomicità
- •Adattabilità a diverse applicazioni cliniche
- •Trasduttori a multifrequenza
- •Nuove modalità di imaging
- •Software per analisi off-line
- •Esportabilità dei dati (LAN, CD, DVD)

lezione 14 AA 2010-2

Sistemi di diagnostica per immagini

parametri acustici dei tessuti:

- Densità del mezzo ρ
- Velocità di propagazione del suono nel mezzo $v=\lambda f$
 - Valor medio per il tessuto molle 1540 m/s
 - In diagnostica frequenza 1-20 MHz; λ 1,5-0,077 mm
- Impedenza acustica Z Z= ρ·ν
 ρ densità acustica del mezzo
 v velocità US
- Attenuazione

Ultrasuoni

Effetti degli ultrasuoni sui tessuti biologici:

a **bassa intensità** → attraversano i tessuti biologici senza alterarli

ad **alta intensità >** possono produrre il riscaldamento e la cavitazione (generazione di bolle d'aria), alterandone così il funzionamento

Fascio di ultrasuoni con frequenza tra 0,5 e 20 MHz (oltre, microscopia US, solo tessuti superficiali)

lezione 14 AA 2010-2011 9

Sistemi di diagnostica per immagini


Ultrasuoni: generazione

Dischetto di ceramiche ferroelettriche per forte **effetto piezolettrico** *genera tensione elettrica proporz. alla pressione esercitata su di esso e vs.*

Le dimensioni del dischetto sono scelte in modo da ottenere un fascio di ultrasuoni sottile e ad alta intensità.

-Generatore se alimentato

Ricevitore: converte sollecitazione meccanica in segnale elettrico




lezione 14

10

Sistemi di diagnostica perimmagini **Generazione degli US**

- Effetto piezoelettrico: piastrina di ceramica piezoelettrica (titaniato zirconiato di piombo PZT)
- Per uno spessore di *h* mm, la frequenza in MHz generata è data da 2/h (per h=0.4 mm, f=5MHz)



 Trasduttori a multi-frequenza (Multilayer crystal technology)




lezione 14 AA 2010-2011

Sistemi di diagnostica per immagini

Generazione degli US


- Effetto piezoelettrico: piastrina di ceramica piezoelettrica (titaniato zirconiato di piombo – PZT)
- Per uno spessore di h mm, la frequenza in MHz generata è data da 2/h
- Funzionamento del trasduttore: generatore di US/ricevitore di US



Ultrasuoni: generazione

Spessore del dischetto = metà lunghezza d'onda (h= λ /2) affinché la riflessione di energia all'interfaccia con il mezzo rinforzi il fascio (e.g. f= 2 MHz e c=4400m/s, lo spessore del dischetto deve essere di 1,1 mm) Diametro del dischetto scelto per avere fascio sufficientemente focalizzato

C velocità US nel PZT (titaniato zirconato di piombo)



Parametri US nei tessuti

	ρ (Kg m ⁻³)	$v \text{ (ms}^{-1})$	$Z = (\text{Kg m}^{-2} \text{ s}^{-1})$	Attenuazione (dB cm^{-1} MHz ⁻¹)
Aria Acqua Grasso Muscolo Polmone Sangue Osso	1.3 1000 900 1080 220 1030 1850	330 1480 1450 1585 900 1570 4000	429 1.5×10^{6} 1.3×10^{6} 1.7×10^{6} 0.2×10^{6} 1.6×10^{6} 7.4×10^{6}	>10 0.002 0.6 1.5 30 0.18 8

Sistemi di diagnostica per immagini

Ultrasuoni propagazione

Quando un fascio di onde incontra una superficie di separazione tra due mezzi con diversa impedenza acustica (*interfaccia, discontinuità* Z) viene in parte riflesso ed in parte rifratto.


Gli angoli di incidenza e di riflessione sono uguali tra loro, mentre tra gli angoli di incidenza e quelli di rifrazione vale la legge di Snell:

Riflessione totale per θ =90°


$$\theta_i = \theta_r$$


lezione 14

AA 2010-2011



16





Ultrasuoni propagazione

L'energia dell'onda incidente si divide tra onda riflessa e onda rifratta.

$$R = \frac{I_r}{I_i} = \left(\frac{1 - Z_1 / Z_2}{1 + Z_1 / Z_2}\right)^2 \qquad \frac{I_t}{I_i} = \frac{4B}{(B+1)^2}$$

$$B = Z_2 / Z_1$$

dove I_i intensità di onda incidente,

 I_r intensità riflessa

I, Intensità rifratta

rapporto I_r/I_i è detto coefficiente di riflessione R

Interfacçia tessuto-tessuto e tessuto-aria

19

Sistemi di diagnostica per immagini

Ultrasuoni propagazione

Equazione per l'assorbimento:

$$A(x) = A_0 e^{-\alpha x}$$

Decresce con la distanza

Assorbimento

Diffusione


 ${\rm con}\,A_0\,{\rm ampiezza}\,\,{\rm dell'onda}\,\,{\rm in}\,\,{\rm ingresso};$


A(x) ampiezza a profondità x

 α coefficiente di assorbimento che dipende dal mezzo e dalla frequenza.

Per tessuti molli la dipendenza dalla frequenza può essere approssimata dalla relazione:

Con β che vale circa 2











FIGURE 16-27. This diagram shows the initial pulse occurring in a very short time span, pulse duration of 1 to 2 μsec, and the time between pulses equal to the pulse repetition period (PRP) of 500 μsec. The pulse repetition frequency (PRF) is 2,000/sec, or 2 kHz. Range (one-half the round-trip distance) is calculated assuming a speed of sound = 1,540 m/sec.


Anche il valore del PRF influenza la massima capacità di penetrazione:


- aumentando il PRF, diminuisce la massima profondità di imaging

AA 2010-2011

23








Sistemi di diagnostica per immagini **Risoluzione Assiale**

- Descrive la capacità di due oggetti discriminare tra sull'asse del fascio
- I rispettivi echi di ritorno devono essere non sovrapposti
- minima distanza •La di separazione tra gli oggetti per evitare overlap degli echi è pari a 0.5 SPL (circa $\frac{1}{2} \lambda$)
- •Per λ =0.3mm e tre onde per Pulse, la risoluzione assiale risulta pari a: (0.3x3)/2 = 0.5 mmlezione 14




· La risoluzione assiale rimane costante con la profondità

AA 2010-2011


Sistemi di diagnostica per immagini. RISOLUZIONE Laterale

- •Descrive la capacità discriminare tra due oggetti perpendicolari all'asse del fascio
- •E' determinata dalla larghezza del fascio e dalla line density
- •Dipende dalla profondità ed è massima in corrispondenza del fuoco
- Per un fascio non focalizzato è pari a $\sim 10 \lambda$, mentre per un fascio focalizzato è pari a $\sim 2 \lambda$.





lezione 14 AA 2010-2011 28

Sistemi di diagnostica per immagini Siice thickness (Elevazione)



- La risoluzione in elevazione dipende dall'altezza dell'elemento del cristallo nel trasduttore
- •E' dipendente dalla profondità








Sistemi di diagnostica per immagini Dynamic 2D B-mode • Trasduttori con array lineari o convex (256 o 512 elementi) generano l'immagine mediante l'attivazione sequenziale sottogruppi di elementi, per formare una A-line. Il numero di A-lines è circa il numero di elementi · Trasduttori con phased-Transmit / Receive Timing Delay array (64÷256 elementi) l'immagine generano mediante l'introduzione di ritardi di fase durante la trasmissione lezione 14


Visualizzazione - Modi


- A Mode (Amplitude)
 - Segnale funzione del tempo (distanza percorsa dall'impulso, profondità)
 - Distanza dal trasduttore e intensità riflessione
- B Mode (Brightness)
 - Segnale di ritorno modula pennello elettronico oscilloscopio in funzione della distanza.
 - Maggiore ampiezza segnale riflesso → punti con intensità luminosa maggiore sullo schermo
- M Mode (Time Motion)
 - Linee B Mode riprese in rapida successione temporale, messe una accanto all'altra











Ultrasuoni: effetto Doppler

moto relativo tra sorgente e ricevitore.

Utilizza i globuli rossi circolanti nel sangue come elementi riflettenti → diffondono energia US in tutte le direzioni la frequenza percepita dal ricevitore, f_r, è diversa da quella emessa dalla sorgente, f_s

dove v_r è la velocità del ricevitore, v_s la velocità della sorgente, e c è la velocità del suono nel mezzo

lezione 14 AA 2010-2011 39

Sistemi di diagnostica per immagini

Parametri Doppler

$$\delta f = f_D - f_0 = 2f_0 v_0 \cos \theta / v$$

FREQUENZA AUDIO

- 1) FREQUENZA TRASDUTTORE
- 2) FREQUENZA RIPETIZIONE IMPULSI
- 3) ANGOLO θ TRA IL FASCIO US INCIDENTE E LA DIREZIONE SPOSTAMENTO GLOBULI ROSSI

